

Crtap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075718

Artikelnummer: CM0026498



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CRTAP (knorpelassoziiertes Protein) für WB, IHC-P und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Kollagenhydroxylierung und Biologie der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRTAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OI7; CASP; P3H5; LEPREL3; CRTAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10491
Gen-ID	10491
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-240 des menschlichen CRTAP (NP_006362.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075718
Proteinmasse	47kDa
Versand	Eispaket