

Csta Kaninchen Pab - P01040

Artikelnummer: CM0030195



Einführung

CSTA Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA validiert wurde und humanes und ratten Cystatin-A (UniProt P01040) erkennt. Geeignet für Proteaseinhibitor- und Zelladhäsionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSTA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AREI; PSS4; STF1; STFA; CSTA
Spezies	Human
GeneID (human)	1475
GeneID	1475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-98 von humanem CSTA (NP_005204.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P01040
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel