

Ctbp2 Kaninchen-Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Artikelnummer: CM0021341



Einführung

CTBP2 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen ein C-terminales Peptid des humanen CTBP2 erzeugt wurde und sich für WB, IF/ICC und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben eignet. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und von Synapsen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTBP2 Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CTBP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1488
GeneID	1488
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300 bis zum C-Terminus des humanen CTBP2 (NP_001320.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56545
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku