

Ctcf-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P49711

Artikelnummer: CM0016353



Einführung

CTCF-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für die Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA und ChIP. Erkennt endogenes CTCF in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Chromatinbiologie, Genregulation und der 3D-Organisation des Genoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTCF-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10664
GeneID	10664
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des menschlichen CTCF (NP_006556.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49711
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku