

Ctrb1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17538

Artikelnummer: CM0016097

Einführung

CTRB1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (pAb), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-Chymotrypsinogen B (CTRB1). Geeignet für Forschung an Serinproteaseekretion und Verdauungsenzymbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTRB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTRB; CTRB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1504
GenID	1504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 79-263 des humanen CTRB1 (NP_001897.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17538
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel