

Cxcr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P25025

Artikelnummer: CM0026529



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CXCR2 (CD182, IL8RB). Geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt 41kDa Protein. Ideal für die Erforschung von Chemokin-Signalwegen, Neutrophilen-Chemotaxis und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD182; IL8R2; IL8RA; IL8RB; CMKAR2; WHIMS2; CDw128b; CXCR2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3579
Gen-ID	3579
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 260-359 von humanem CXCR2 entspricht (NP_001548.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25025
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eistasche