

Cxcr3-B Kaninchen Pak - P49682-2

Artikelnummer: CM0024302

Einführung

CXCR3-B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF-P, ELISA. Erkennt die humane und murine CXCR3-B-Isoform 2, einen Chemokinrezeptor, der die Angiogenese über CXCL4/CXCL10 hemmt. Nützlich für Onkologie und Gefäßstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCR3-B Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2833
Gen-ID	2833
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CXCR3-B (NP_001136269.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49682-2
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel