


Cxcr7 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P25106

Artikelnummer: CM0005923



Einführung

Dieser CXCR7-Kaninchen-monoklonale Antikörper (WB, ELISA) zielt auf den humanen atypischen Chemokinrezeptor 3 ab und ist für die Krebs- und Neurowissenschaftsforschung geeignet. Erkennt ein Band von ~41 kDa; in humanen Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CXCR7 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159
Spezies	Human
GeneID (Human)	57007
GeneID	57007
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 263-362 des humanen CXCR7 (NP_064707.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25106
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche