

Cy3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - Cy3

Artikelnummer: CM0005647

Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper zielt auf den Cy3-Cyanin-Farbstoff (CAS 146397-20-8) ab und bietet eine artenunabhängige Reaktivität für DB- und ELISA-Assays. Geeignet für Direktmarkierungs- oder Anti-Farbstoff-Signalgenerierungsstrategien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cy3 Kaninchen mAk
Bemerkungen / Alias	Cy3
Gen-ID (Human)	CAS:146397-20-8
Gen-ID	CAS:146397-20-8
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend Cy3
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Kühltasche