

Cy3/Cy5 Kaninchen-Mak

Artikelnummer: CM0005240

Einführung

Cy3/Cy5 monoklonaler Kaninchen-Antikörper für DB- und ELISA-Anwendungen. Zeigt eine artsunabhängige Kreuzreaktivität, geeignet für die universelle Detektion von Cy3/Cy5-Konjugaten. Stammt vom Kaninchen, ideal für die Entwicklung von Immunoassays und die Lieferung von diagnostischen Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cy3/Cy5 Kaninchen-mAk
Gen-ID (CAS)	CAS:146368-15-2
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Cy5 entsprechen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artsunabhängig
Versand	Eisbeutel