

Cy5 Kaninchen Mab - Cas: 146368-15-2

Artikelnummer: CM0006163

Einführung

Anti-Cy5 monoklonaler Kaninchenantikörper für DB und ELISA. Artenunabhängige Reaktivität. Ideal zum Nachweis von Cy5-markierten Sonden in diagnostischen Immunoassays und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cy5 Kaninchen mAb
Gen-ID (CAS)	CAS: 146368-15-2
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend Cy5
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel