


Cyclin B1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P14635

Artikelnummer: CM0006441



Einführung

Hochwertiger Cyclin B1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem Cyclin B1 (P14635), essenziell für den G2/M-Zellzyklusübergang. Ideal für Untersuchungen des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CCNB; Cyclin B1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	891
GeneID	891
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 334-433 von humanem Cyclin B1 (P14635) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14635
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel