


Cyclin B1 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P14635

Artikelnummer: CM0020889



Einführung

Cyclin B1 Kaninchen pAb detektiert endogenes Cyclin B1 Protein in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Das Target ist ein wichtiger Regulator des G2/M-Übergangs und der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin B1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CCNB; Cyclin B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	891
GenID	891
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 334-433 von humanem Cyclin B1 (NP_114172.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14635
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel