


Cyclin D3 Kaninchen Mab - P30281

Artikelnummer: CM0005277



Einführung

Rekombinanter kaninmonoklonaler Antikörper gegen humanes Cyclin D3 (CCND3), validiert für WB und ELISA, erkennt Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin D3 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CCND3; cyclin D3; Cyclin D3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	896
GeneID	896
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30281
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel