


Cyp11A1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper (Wb, If, Ihc, Elisa) - P05108

Artikelnummer: CM0022531



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CYP11A1 (P450scc), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-CYP11A1, einem mitochondrialen Enzym zur Abspaltung der Cholesterin-Seitenkette, das für die Steroidogenese essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP11A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Art	Mensch
GeneID	1583
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05108
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku