

Cyp24A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07973

Artikelnummer: CM0003087

Einführung

CYP24A1 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zielt auf menschliches CYP24A1 (Q07973), ein mitochondriales Enzym, das entscheidend für den Vitamin-D-Katabolismus und die Kalziumhomöostase ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP24A1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CP24, HCAI, CYP24, HCINF1, P450-CC24, CYP24A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1591
Gen-ID	1591
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 36-410 des menschlichen CYP24A1 (NP_000773.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q07973
Proteinmasse	59 kDa
Versand	Eisbeutel