

Cyp24A1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07973

Artikelnummer: CM0019745

Einführung

Kaninchen-polyclonaler CYP24A1-Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Vitamin-D-Katabolismus, Kalziumhomöostase und mitochondriale 24-Hydroxylase-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP24A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CP24; HCAI; CYP24; HCINF1; P450-CC24; CYP24A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1591
Gen-ID	1591
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 36-448 des menschlichen CYP24A1 entspricht (NP_001122387.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07973
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel