

Cyp7A1-Maus-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22680

Artikelnummer: CM0006540



Einführung

Monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CYP7A1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (AS 86–108). Für die Forschung zum Cholesterinstoffwechsel und zur Gallensäuresynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP7A1-Maus-mAb
Bemerkungen/Alias	CP7A; CYP7; CYPVII; CYP7A1
Art	Mensch
Gen-ID	1581 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 86–108 des humanen CYP7A1 (P22680) entspricht
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P22680
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku