


Cystatin C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01034

Artikelnummer: CM0014675



Einführung

Cystatin C Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt endogenes Cystatin C in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Nierenfunktions-, Amyloidose- und Proteaseinhibitor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Cystatin C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cystatin C
Spezies	Mensch
Gen-ID	1471 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-146 von humanem Cystatin C (NP_000090.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01034
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eistasche