

Cytochrom C Kaninchen Mab - P99999

Artikelnummer: CM0011288



Einführung

Anti-Cytochrom c Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Cytochrom c (CYC, HCS, THC4) in Human, Maus, Ratte. Molekulargewicht: 12 kDa. Ideal für Apoptose- und Mitochondrienstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytochrom c Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CYC; HCS; THC4
Spezies	Human
GeneID (human)	54205
GeneID	54205
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-105 von humanem Cytochrom C (NP_061820.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P99999
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel