


Cytokeratin 14 (Krt14) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P02533

Artikelnummer: CM0011401



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 14 (KRT14). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Epithelbiologie und die Erforschung basaler Keratinozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 14 (KRT14) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokeratin 14 (KRT14)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3861
GeneID	3861
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 373-472 von humanem Cytokeratin 14 (KRT14) entspricht (NP_000517.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02533
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel