

Cytokeratin 17 (Krt17) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04695

Artikelnummer: CM0005997

Einführung

Dieser validierte Kaninchen-monoklonale Antikörper zielt auf menschliches Cytokeratin 17 (KRT17) ab und ist für WB und ELISA anwendbar. Er weist Kreuzreaktivität gegenüber Mäusen auf. KRT17 ist ein Keratin vom Typ I, das für die Bildung von Hautanhangsgebilden essenziell ist und als Marker bei Psoriasis und epithelialen Tumoren dient.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 17 (KRT17) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
Spezies	Mensch
GenID	3872
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 332-432 von menschlichem Cytokeratin 17 (KRT17) entspricht. (NP_000413.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q04695
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel