

Cytokeratin 17 (Krt17) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Artikelnummer: CM0014108

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Cytokeratin 17 (KRT17) für die Anwendung in Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunzytochemie (IF/ICC) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Epithelbiologie und dermatologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 17 (KRT17) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3872
Gen-ID	3872
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 133-432 des humanen Cytokeratin 17 (KRT17) (NP_000413.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q04695
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche