

Cytokeratin 18 (Krt18) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P05783

Artikelnummer: CM0003612

Einführung

Cytokeratin 18 (KRT18) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus KRT18. Ideal für die Epithelzellbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 18 (KRT18) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	K18; CK-18; CYK18; Cytokeratin 18 (KRT18)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3875
GeneID	3875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 250-430 von humanem Cytokeratin 18 (KRT18) (P05783) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05783
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche