

Cytokeratin 20 (Ck20) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35900

Artikelnummer: CM0002098

Einführung

Cytokeratin 20 (CK20) Kaninchen mAb validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und Ratten-CK20 (~48 kDa), exprimiert in Darmepithel und Merkelzellen. Ideal für Forschung zum Gastrointestinaltrakt und Studien zu IHC-Markern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cytokeratin 20 (CK20) Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	K20; CD20; KRT20; CK-20; KRT21; Cytokeratin 20 (CK20)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54474
Gen-ID	54474
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P35900
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel