

## Dab2Ip Kaninchen Pak - Q5Vwq8

Artikelnummer: CM0019581

### Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen DAB2IP, ein Gerüstprotein, das an Signalwegen, Apoptose und Tumorsuppression beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in menschlichen und Ratten-Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DAB2IP Kaninchen pAk                                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP                                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 153090                                                                                                                                                       |
| GenID             | 153090                                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 205-320 von menschlichem DAB2IP (NP_619723.1) entspricht) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                                                |
| SWISS             | Q5VWQ8                                                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 132kDa                                                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                    |