

DAZL Kaninchen Pab - Q92904

Artikelnummer: CM0013307

Einführung

DAZL Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. RNA-bindendes Protein essentiell für die Spermatogenese; testisspezifische Expression. Ideal für die reproduktionsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DAZL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1618
GenID	1618
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92904
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel