

Dcaf11 Kaninchen Pab - Q8Teb1

Artikelnummer: CM0021607

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen DCAF11, ein Substratrezeptor für den CUL4-DDB1 E3-Ubiquitin-Ligase-Komplex. Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zum Ubiquitinierungsweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCAF11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	80344
GeneID	80344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-170 des menschlichen DCAF11 (NP_079506.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TEB1
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel