

Ddx1 Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92499

Artikelnummer: CM0010454



Einführung

Anti-DDX1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von RNA-Helikase-Funktionen bei Transkription, antiviralen Reaktionen und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1653
GeneID	1653
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 441-740 des menschlichen DDX1 (NP_004930.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92499
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel