


Ddx3 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - 000571

Artikelnummer: CM0030384



Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen humanes DDX3 (000571) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Beteiligt an RNA-Stoffwechsel, Translationsregulation und angeborener Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1654
Gen-ID	1654
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem DDX3 (NP_001347.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00571
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel