

Ddx39A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00148

Artikelnummer: CM0012823



Einführung

DDX39A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel: ATP-abhängige RNA-Helikase, beteiligt am mRNA-Export und Spleißen. Ideal für die Erforschung des nukleo-zytoplasmatischen Transports und des RNA-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	DDX39A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10212
GeneID	10212
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 178-427 des humanen DDX39A (NP_005795.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O00148
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eistasche