


Ddx50 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bq39

Artikelnummer: CM0025593



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DDX50 (GU2/GUB), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu RNA-Metabolismus und antiviralen Restriktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX50 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GU2; GUB; mcdrh; RH-II/GuB; DDX50
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	79009
GeneID	79009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-135 des humanen DDX50 (NP_076950.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQ39
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eispack