

Ddx51-Kaninchen-Pab - Q8N8A6

Artikelnummer: CM0016080

Einführung

Polyklonaler DDX51-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ziel: ATP-abhängige RNA-Helikase DDX51, ein Schlüsselfaktor bei der Biogenese der ribosomalen 60S-Untereinheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX51-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DDX51
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	317781
GeneID	317781
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 367-666 des menschlichen DDX51 (NP_778236.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N8A6
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Kühlakku