

Ddx55 Kaninchen Pak Für Wb, Elisa - Q8Nhq9

Artikelnummer: CM0018961

Einführung

DDX55 polyklonaler Kaninchen-Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines DDX55, eine DEAD-Box-RNA-Helikase, die an der rRNA-Verarbeitung beteiligt ist. Ideal für die Ribosomen-Biogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX55 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DDX55
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57696
GenID	57696
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-360 von menschlichem DDX55 (NP_065987.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NHQ9
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel