


Decr1 Kaninchen Pab - Q16698

Artikelnummer: CM0012845



Einführung

DECR1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der auf humanes, murines und rattiges DECR1 (mitochondriale 2,4-Dienoyl-CoA-Reduktase) abzielt. Ideal für die Fettsäurestoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DECR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DECR; NADPH; SDR18C1; DECR1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1666
GeneID	1666
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-335 des humanen DECR1 (NP_001350.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16698
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel