


Decr2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Elisa - Q9Nui1

Artikelnummer: CM0019133



Einführung

DEC2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Detektiert eine 31 kDa Bande. Targett Peroxisomale 2,4-Dienoyl-CoA-Reduktase, ein Hilfsenzym bei der Fettsäure- β -Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDCR; SDR17C1; DEC2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26063
Gen-ID	26063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-240 des humanen DEC2 (NP_065715.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NUI1
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eispackung