

Defb4A Kaninchen-Pab Für Ihc-P, Elisa - O15263

Artikelnummer: CM0018872



Einführung

DEFB4A Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches Beta-Defensin 2 gerichtet ist, validiert für IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Verwendet in der Forschung zu antimikrobiellen Peptiden und Studien zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEFB4A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BD-2; SAP1; DEFB2; DEFB4; HBD-2; DEFB-2; DEFB102; DEFB4A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1673
GenID	1673
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-64 von menschlichem DEFB4A (NP_004933.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15263
Proteingewicht	7kDa
Versand	Eisbeutel