


Dek Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35659

Artikelnummer: CM0002369



Einführung

DEK Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Ratte. Zielt auf den nuklearen Chromatin-Regulator DEK (43kDa) ab. Ideal für Krebs- und Chromatinforschung. - P35659

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEK Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	D6S231E; DEK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7913
GenID	7913
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 51-200 von menschlichem DEK (P35659) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P35659
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel