


Depdc6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tb45

Artikelnummer: CM0025270



Einführung

Hochwertiger DEPDC6 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches und murines DEPTOR, einen zentralen negativen mTOR-Regulator, der für Autophagie-Studien essenziell ist. Ideal für IVD-Forschung und -Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEPDC6 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DEP.6; DEPDC6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64798
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-217 von menschlichem DEPDC6 (NP_073620.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8TB45
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eispackung