

Desmin Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17661

Artikelnummer: CM0013865

Einführung

Desmin Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ziel ist humanes Desmin, ein Typ III Intermediärfilament, das für die Integrität des Muskelsarkomers essentiell ist. Geeignet für Herz- und Skelettmuskelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
Spezies	Human
GeneID (Human)	1674
GeneID	1674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem Desmin (NP_001918.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P17661
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche