

Desmocollin 3 (Dsc3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14574

Artikelnummer: CM0022180

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Desmocollin 3 (DSC3), entwickelt für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Desmosomen-Adhäsion und epidermaler Barriereintegrität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmocollin 3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollin 3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1825
Gen-ID	1825
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 576-690 von humanem Desmocollin 3 (NP_001932.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q14574
Protein-Gewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel