

Desmoplakin Kaninchen-Mak Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15924

Artikelnummer: CM0007972



Einführung

Desmoplakin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das ~332 kDa Desmosom-Protein ab, ideal für Forschung zu Zelladhäsion, Kardiomyopathie und Dermatologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmoplakin Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	DP; DCWHKTA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2609-2822 von menschlichem Desmoplakin (NP_004406.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15924
Proteingewicht	332kDa
Versand	Eisbeutel