

Destrin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P60981

Artikelnummer: CM0003481

Einführung

Destrin Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Aktin-Depolymerisation und Zytoskelett-Regulation. UniProt P60981.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Destrin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADF; ACTDP; HEL32; bA462D18.2; Destrin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11034
GenID	11034
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60981
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel