


Dgcr8-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8WYq5

Artikelnummer: CM0019748



Einführung

Hochwertiger polyklonaler DGCR8-Kaninchenantikörper für WB, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-DGCR8 (86 kDa), eine wichtige Untereinheit des Mikroprozessor-Komplexes, die für die miRNA-Biogenese und DNA-Reparatur entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGCR8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	54487
GeneID	54487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 180-340 des humanen DGCR8 (NP_073557.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WYQ5
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku