


Dhfr Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P00374

Artikelnummer: CM0011415



Einführung

DHFR Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliche, murine und Ratten-DHFR (21 kDa). Geeignet für Forschung zum Folsäurestoffwechsel, Krebsforschung und Studien zu Arzneimittelresistenzen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHFR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DYR; DHFR1; DHFRP1; DHFR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1719
Gen-ID	1719
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 88-187 von menschlicher DHFR entspricht (NP_000782.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00374
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel