


Dhrs4 Kaninchen-Pak - Q9Btz2

Artikelnummer: CM0018663



Einführung

Hochwertiges DHRS4 Kaninchen-Polyklonales Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes DHRS4 (~30 kDa), eine Dehydrogenase/Reduktase, die am Xenobiotika- und Steroidstoffwechsel beteiligt ist. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DHRS4 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CR; NRDR; PHCR; PSCD; SDR-SRL; SDR25C1; SDR25C2; SCAD-SRL; DHRS4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10901
GenID	10901
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BTZ2
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel