

Digoxin Kaninchen Polyklonaler Antikörper - Digoxin

Artikelnummer: CM0019105

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen Digoxin für Dot-Blot (DB) und ELISA-Anwendungen. Spezies-unabhängige Reaktivität gewährleistet breite Anwendbarkeit in der Digoxin-Überwachungsforschung und der Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Digoxin Kaninchen pAb
Immunogen	Chemische Verbindungen
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Spezies-unabhängig
Versand	Eisbeutel