

Dimethyl-Histone H3-K14 Kaninchen Pab (Q16695/P68431) Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000279



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, spezifisch für dimethyliertes Lysin 14 von humanem Histon H3 (Q16695/P68431). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten (vorhergesagt).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histone H3-K14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches dimethyliertes Peptid um K14 von humanem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel