

Dimethyl-Histon H3-K27 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Epigenetische Forschung & Chip

Artikelnummer: CM0000339



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der spezifisch dimethyliertes Lysin 27 von Histon H3 (H3K27me2) erkennt. Geeignet für WB, IHC, IF, ELISA, ChIP und ChIP-seq bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische Studien und Forschung zur Chromatin-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H3-K27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histon H3-K27
Art	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel