


Dimethyl-Histon H3-K36 (Q16695 / P68431) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Chip-Seq

Artikelnummer: CM0000324



Einführung

Spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der dimethyliertes Lys36 von humanem Histon H3 (Q16695/P68431) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq Anwendungen. Breite Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Geeignet für epigenetische und Chromatin-Biologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histon H3-K36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histon H3-K36
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches dimethyliertes Peptid um K36 von humanem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel